

KN95 Meltblown Cloth Mask

Dedicating Protection products to a community with a shared future for mankind

2020年3月

MELTBLOWN CLOTH MASK



THE DETAILS SHOW

3 D THREE-DIMENSIONAL CUTTING



HIGH ELASTIC RUBBER BANDS





SEAMLESS PRESSURE SIDE




KN95 Mask



KN95 Mask



KN95 Mask



★★★★★
KN95

5 PICS

产品说明

THE PRODUCT DESCRIPTION

ONEAIX 玩分
WASHY NOT 洗得干净

【产品名称】 KN95熔喷布口罩

【型号及规格】 口罩形状为3D立体型、四层材料组合、尺寸23.5cm×13.3cm±10%。

【结构及组成】 本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体由无纺布和过滤材料（如聚丙烯熔喷布等）为主要原料热合而成。

【执行标准】 符合GB2626-2006。

【适用范围】 覆盖使用者的口、鼻及下颌。在日常生活环境中佩戴，阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。

【使用方法】

1. 打开包装取出口罩，检查口罩是否完好。
2. 有鼻夹的一面向上，双手撑开口罩带，避免手部接触口罩内侧，将口罩置于面部，调整至合适位置。
3. 轻压鼻夹，使其与鼻梁贴合，然后按着鼻夹，将口罩下端调节至下颌处。

【禁忌症、注意事项、警示】

1. 本产品为一次性使用产品，严禁重复使用，使用后应按医院和环保部门要求进行处理。

PRODUCT NAME

KN95 meltblown cloth mask

MODEL AND SPECIFICATIONS

The shape of the mask is 3D three-dimensional, four-layer material combination, and the size is 23.5cm × 13.3cm ± 10%.

STRUCTURE AND COMPOSITION OF

This product consists of mask body, a nose clip, and mask bands. Mask body made of non-woven fabric and filter material (such as polypropylene Ethylene melt blown cloth, etc.) is the main raw material.

PRODUCT PERFORMANCE

It complies with GB2626-2006.

SCOPE OF APPLICATION

Cover the user's mouth, nose and chin, wear in daily life environment, cut off the mouth and nose breath or pollutants.

INSTRUCTIONS

1. Open the package and take out the mask, and check whether the mask is intact.
2. With the nose clip on the side facing up, support the mask with both hands to avoid touching the inside of the mask. Place the mask on the face and adjust to the proper position.
3. Press the nose clip lightly to fit the bridge of the nose, then press the nose clip to adjust the lower end of the mask to the jaw.

CONTRAINDICATIONS, PRECAUTIONS, WARNINGS

1. This product is a single-use product, and it is strictly forbidden to reuse it. After use, it should be disposed of in accordance with the requirements of hospitals and environmental protection departments.
2. Please check whether the packaging is intact before use, and if the packaging or mask is damaged, do not use it. The external packaging logo, production date, and validity period are confirmed and used within the validity period.

2. 使用前请检查包装是否完好，包装或口罩破损，请勿使用。对外包装标志、生产日期、有效期进行确认，并在有效期内使用。

3. 使用过程中如出现呼吸抗阻明显增强（呼吸困难时），口罩破损，口罩受污染（染有血迹及飞沫等异物时），应及时更换。

4. 空气不流通，呼吸不顺畅或睡眠中，不建议佩戴。

5. 三岁以下儿童因肺活量较低，不建议使用。

6. 对无纺布过敏者慎用。

【包装】 5只

【贮存】 置干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中，远离火源及易燃物。

【运输】 应防止重压、阳光直射和雨雪浸淋。

【使用期限】 24个月内使用。

【生产日期】 见包装。

【生产企业名称】 青春之家（福建）体育用品有限公司

【生产地址】 福建省莆田市荔城区荔涵中大道669号

【服务热线】 4000550002

3. If there is a significant increase in respiratory resistance during use (when breathing is difficult), the mask is damaged, and the mask is contaminated (when stained with foreign matter such as blood stains and droplets), it should be replaced in time.

4. It is not recommended to wear because the air is not flowing, breathing is not smooth, or during sleep.

5. Not recommended for young children under three years of age due to low vital capacity.

6. Use with caution for people who are allergic to non-woven fabrics. Press the nose clip lightly to fit the bridge of the nose, then press the nose clip to adjust the lower end of the mask to the jaw.

PACKAGE

5PCS

STORAGE

Store in dry, ventilated, non-corrosive gas environment, away from fire and flammable materials.

TRANSPORTATION

Avoid heavy pressure, direct sunlight, and rain and snow.

TERM OF USE

Use within 24 months.

PRODUCTION DATE

see packaging.

MANUFACTURER NAME

Youth Home (Fujian) Sports Goods Co Ltd.

PRODUCTION ADDRESS

No. 669, Lihan Middle Avenue, Xitianwei Town, Licheng District, Putian City, Fujian Province, China

SERVICE HOTLINE

4000550002

- The product consists of mask body, a nose clip, and mask bands. Mask body made of non-woven fabric and filter material (such as polypropylene Ethylene melt blown cloth, etc.) is the main raw material.
- Cover the user's mouth, nose and chin, wear in daily life environment, cut off the mouth and nose breath or pollutants.
- **INSTRUCTIONS:**
- 1. Open the package and take out the mask. and check whether the mask is intact.
- 2. With the nose clip on the side facing up. support the mask with both hands to avoid touching the inside of the mask. Place the mask on the face and adjust to the proper position.
- 3. Press the nose clip lightly to fit the bridge of the nose, then press the nose clip to adjust the lower end of the mask to the jaw.
- **CONTRAINDICATIONS, PRECAUTIONS, WARNINGS:**
- 1. This product is a single-use product, and it is strictly forbidden to reuse it. After use, it should be disposed of in accordance with the requirements of hospitals and environmental protection departments.
- 2. Please check whether the packaging is intact before use, and if the packaging or mask is damaged, do not use it. The external packaging logo, production date, and validity period are confirmed and used within the validity period.
- 3. If there is a significant increase in respiratory resistance during use (when breathing is difficult), the mask is damaged, and the mask is contaminated (when stained with foreign matter such as blood stains and droplets), it should be replaced in time. such as blood stains and droplets), it should be replaced in time.
- 4. It is not recommend to wear during sleep time, because the air is not flowing, the breath is not smooth.
- 5. Not recommended for young children under three years of age due to low vital capacity.
- 6. Use with caution for people who are allergic to non-woven fabrics. Press the nose clip lightly to fit the bridge of the nose, then press the nose clip to adjust the lower end of the mask to the jaw.
- **STORAGE:** Store in dry, ventilated, non-corrosive gas environment, away from fire and flammable materials.
- **TRANSPORTATION:** Avoid heavy pressure, direct sunlight, and rain and snow.

■ Scope of application

MASK



HIGH EFFICIENCY
FILTRATION



COMFORTABLE
LAMINATING



HEALTHY
BREATHING



FOUR LAYERS
OF PROTECTION LAYER

OR 4 LAYERS

■ Material properties


3D 4-LAYER BREATHABLE

01 SPUN-BONDED
NON-WOVEN

02 HOT AIR FILTER
COTTON

03 CORE MELT-BLOWN
CLOTH

04 CLOSE SKIN
NON-WOVEN




ONEAIX 100
WHY NOT WAKE?

■ KN95 structure

SEAMLESS JOINT SAFER

ONEAIX 100
WHY NOT, TAKE?



■ **Applicable**

■ **scene**

DO YOU KNOW?

SEEMINGLY ORDINARY SCENE
TO PAY ATTENTION TO!



SCOPE OF APPLICATION



TO PREVENT MICROBIAL



PREVENT BACTERIAL



TO PREVENT THE PM2.5



■ Certification

International Certification Registrar - International Certification Registrar



Certificate

No. ICR Polska/ME101930 CE

Name and address of certificate owner: Youth Home (Fujian) Sports Goods
No. 888, Lihua Middle Avenue, Xitanwei Town, Licheng District, Putian City, Fujian Province, China

Name and address of manufacturer: Youth Home (Fujian) Sports Goods
No. 888, Lihua Middle Avenue, Xitanwei Town, Licheng District, Putian City, Fujian Province, China

Product name: ONEAIX MASK

Product type: Flat type - Foldingtype

This certificate certifies that the product meets the requirements of the following standards and within limits of its standards gives presumption of conformity with essential requirements of Directive 2015/425

EN 149:2001+A1:2009

The certification process has been carried out in accordance with the program PC-F-01-01
Evaluation has been carried out in accordance with test reports made by Shanghai MIDZ Equipment Testing & Technical Co., LTD. laboratory

No. of test reports: ESO-YHSD-202003-PPE

Certificate issue date: 05.03.2020

Expiration date: 15.03.2025

The mutual obligations and rights of the certification are regulated by the contract No. ICR Polska/2219-0790

This certificate applies to products having the same attributes (parameters) intended use, that have been evaluated and meet the requirements of the aforementioned standards.





Director: Rafał Kalinowski

Warsaw 04.03.2020

ICR Polska Co. Ltd.
ul. Plac Prymusa 5, 00-944 Warszawa
www.icrpolska.com, e-mail: icrpolska@icrp.com





VCRP CERTIFICATION OF FDA REGISTRATION

This certifies that
**YOUTH HOME (FUJIAN) SPORTS GOODS CO LTD.
NO. 888, LIHUA MIDDLE AVENUE, XITANWEI TOWN, LICHENG DISTRICT,
PUTIAN CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA**

is registered with the U.S. Food and Drug Administration pursuant to voluntary economic registration program, such registration having been verified as currently effective on the date noted by Shanghai CCT Testing Technology Co., Ltd.

Establishment ID: 1508611
Business Type: MANUFACTURER



CCT will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until the end of the calendar year stated above, unless such registration is terminated after issuance of this certificate. CCT makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any benefit if it is issued. This certificate does not denote endorsement or approval of the certificate holder's device or establishment by the U.S. Food and Drug Administration. CCT assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing. The U.S. Food and Drug Administration does not issue a certificate of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration. CCT is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.

Shanghai CCT Testing Technology Co., Ltd.
15000000000 | 15000000000
15000000000 | 15000000000



Chief engineer
Shanghai, March 5, 2020



Web: <http://www.cct.com.cn> Tel: 1-800-892-0204 / 1-800-892-0202 / 021-60110202 / 021-60110203

■ KN95 Certification



检验检测报告 (电子版)



No:200041117

防伪查询网址: www.gttc.net.cn
防伪码: TSEC-8481-14

共3页 第1页



委托单位	青春之家(福建)体育用品有限公司 地址:福建省莆田市荔城区西天尾镇荔涵中大道669号		
客户认定信息	ONEMIX口罩 30个 商标: ONEMIX		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-03-16
		报告签发日期	2020-03-22
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论	—		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外) 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		



签发: 马楠 工程师 *马楠*

■ KN95 Certification



ONEAIX 玩份
WHY NOT, WHY NOT?

样品图片

(电子版)

No:200041117

共3页 第2页



■ KN95 Certification



检验检测报告附页 (电子版)

No:200041117

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:23.3℃ 相对湿度:36.2%	过滤效率(%): ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%): 未处理样品: 1# 97.55 2# 95.85 3# 95.96 4# 98.34 5# 98.16 6# 98.03 7# 97.69 8# 97.81 9# 96.88 10# 97.04 高湿度预处理后样品: 1# 96.54 2# 96.73 3# 97.18 4# 95.46 5# 96.77	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5 头模: 中号	≤350	未处理样品: 1# 103.7 2# 105.0 预处理样品: 1# 77.7 2# 79.4	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6 头模: 中号	≤250	未处理样品: 1# 75.9 2# 73.6 预处理样品: 1# 67.3 2# 66.4	符合	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——



ONEAIX 玩分
WHY NOT? 敢玩就玩



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350300098324061D



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 青春之家(福建)体育用品有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 黄正经

经营范围 运动鞋、布鞋、皮鞋、鞋底、服装、箱包、饰品销售; 鞋服、非医用日用防护用品、鞋套生产、加工、销售; 运动鞋研发; 网络销售策划服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 陆佰万圆整

成立日期 2014年04月30日

营业期限 2014年04月30日至2044年04月29日

住所 福建省莆田市荔城区西天尾镇荔涵中大道669号



登记机关

2020年2月19日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



- **About N95 masks:**
- **N95 mask can isolate smaller particles, and fit tighter to the face, it is not easy to leak air from the periphery, and the filtration efficiency of particulate matter can reach 95% under standard conditions.**
- **The n95 mask is not a disposable mask. In this special case (resource shortage), it can be reused. But there are conditions:**
 - **1. When n95 receives contamination such as saliva, blood, tears and other body fluids, it must be replaced**
 - **2. The user obviously feels that the breathing resistance is greater than before and must be replaced**
 - **3. Masks are damaged and must be replaced**
 - **4. It is recommended to replace it after using it 4 times.**
- **However, masks cannot be reused if people go to the hospital, come into contact with an infected person, or are suspected to be infected.**
- **5 Layers Filter function:**
 - **1.The first layer: spunbond cloth, filter the dust of micron**
 - **2.The second layer: to filter industrial pollutants, automobile exhaust, second-hand smoke pollen allergies**
 - **3.The third layer: activated carbon cloth, benzene and a smaller function of filtering dust microns**
 - **4.The fourth layer: filter density, smaller material**
- **Product List:**
- **KN95 Mask**

■ Product Packaging Information Example

product name	Package size	Weight boxed	Weight bag	Weight / piece	Inner packing size	Pcs / pack	Bag/ box	Pcs / carton
KN95	86*48*36	19.5KG	11.5KG	5G	13*13*4	5PCS	400	2000

Note: can be packed and customized according to customer needs

Certificate of Compliance



No. OP200326S.YHS0C00

Technical Construction File no. TPPEMJ2003253726

Certificate's
Holder:

Certification ECM
Mark:



Product:
Model(s):

Verification to:

Standard:
EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 26 March 2020

Expiry date: 25 March 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificate - Сертификат - 證明書 - Certificat - 증명서